



Рис. 2. Аппарат РИКТА®-ЭСМИЛ® (2А)

## Обозначения на рис. 2:

- 1 - гнездо для подключения сетевого адаптера
- 2 - Аппарат
- 3 - Кнопка "ПУСК/СТОП"
- 4 - Символ лампы для выбора излучения
- 5 - В режиме 1 - кнопка "ВРЕМЯ" установка длительности процедуры лечения;
- 6 - В режиме 2 - кнопка "ЧЭС" уменьшение величины напряжения на электродах (13)
- 7 - Светодиодный индикатор "АККУЧЭС"; зарядка аккумулятора / режим ЧЭС
- 8 - Товарный знак производителя
- 9 - Светодиодный индикатор частоты следования импульсов излучения "5 Гц", "50 Гц", "1000 Гц", "ТЕРЕМ"
- 10 - В режиме 1 - кнопка "ЧАСТОТА" установка частоты следования импульсов излучения;
- 11 - В режиме 2 - кнопка "ЧЭС +"; увеличение величины напряжения на электродах (13)
- 12 - Защитная оптическая насадка
- 13 - Излучающий электрод
- 14 - Электрод
- 15 - Крепежный винт
- 16 - Крышка аккумуляторного отсека